

DOTAZIONE

- 1x — Unità LogiSTIM® EM-19M
- 2x — Cavi di collegamento agli elettrodi
- 4x — Elettrodi autoadesivi 50x50 muniti di connettore a presa 2mm
- 2x — Pile alcaline tipo AA1.5 V (LR6)
- 1x — Librettino d'istruzioni
- 1x — Borsa in nylon con scomparti.



AVVERTENZE!

E' un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. L'apparecchio non deve essere utilizzato nei portatori di "pace makers", nelle donne in stato di gravidanza o in presenza di processi infiammatori delle zone da trattare.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione: 2 batterie alcaline 1,5 V AA (LR6);

Uscita: 100 mApp su carico da 1000 Ohm (con impulsi da 200 μ S)

Larghezza d'impulso: Da 50 μ S a 400 μ S regolabile in passi di 50 μ S

Frequenza: da 1Hz a 110Hz

Forma d'onda: Impulsi Bifasici Simmetrici – Impulsi Bifasici alternati.

Timer di trattamento: Continuo, 10min, 20 min, 30min, 45min, 60min, 90min.

Tempi AZIONE/PAUSA: Da 1 a 40 sec, regolabile in passi da 1 sec.

Tempo di RAMPA: Da 1 a 5 sec, regolabile in passi da 1 sec.

Caricamento automatico dell'ultimo programma utilizzato.

Timer con spegnimento automatico a fine seduta.

Auto-spegnimento se non in uso per almeno 5 min.

Dimensioni: 100mm x 65mm x 35mm.

Peso: 150 g. incluso batterie

LogiSTIM® EM-19M

L'evoluzione "logica" dell'elettrostimolazione.



Elettro-stimolatore personale, complemento per la riabilitazione ed il condizionamento muscolare selettivo.

L'evoluzione logica della elettrostimolazione muscolare

LogiSTIM[®] EM-19M

Unità di elettrostimolazione muscolare, ad impostazione grafica semplificata della zona da trattare, visualizzazione della posizione elettrodi e regolazione automatica dei parametri.

1 Scegli lo scopo del trattamento

P10 - RISCALDAMENTO
P11 - RESISTENZA AEROBICA
P12 - TONIFICAZIONE
P13 - RASSODAMENTO
P14 - FORZA RESISTENTE
P15 - FORZA 1
P16 - FORZA 2
P17 - FORZA RAPIDA
P18 - FORZA ESPLOSIVA
P19 - RECUPERO PROGRESSIVO

2 Decidi la zona da trattare

PETTORALI — BICIPITI — ADDOMINALI — OBLIQUI
QUADRICIPITI — RETTO FEMORALE — TRICIPITI — GRAN
DORSALE — PARA-VERTEBRALI — GLUTEI — BICIPITI FEMOR-
ALI — GEMELLI — DELTOIDI

3 Regola l'intensità di stimolazione

Questo è quanto viene richiesto all'utilizzatore di LogiSTIM[®].
Tutti i parametri saranno AUTOMATICAMENTE selezionati e, sul display, apparirà la corretta posizione degli elettrodi.



- Selezione diretta dell'area da trattare
- Visualizzazione del corretto posizionamento degli elettrodi
- Funzione IntelliSTIM[®] con regolazione automatica dei parametri
- Visualizzazione di tutti i parametri e possibilità di modifica durante la seduta
- Selezione automatica della forma d'onda, in base all'area da trattare.
- 10 programmi liberi modificabili
- 10 programmi NMS in memoria
- 14 gruppi muscolari

Il simbolo



attesta il funzionamento del sistema di **regolazione automatica** dei parametri temporali IntelliSTIM[®]. Se, in un programma di tipo M (Modificabile), viene modificato un parametro temporale (salita, plateau, discesa, pausa), normalmente sotto il controllo automatico, tale simbolo sparisce dal display. Per ripristinare i valori imposti dal sistema automatico, premere semplicemente il piccolo pulsante di "RESET", di fianco al pulsante quadrato di accensione.